

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA





Ohrspekula (Ohrtrichter)
 Ear Specula
 Spécule auriculaires
 Espéculos auriculares
 Specoli auricolari



HARTMANN
 44-0100-00
 Set=4
 4,5 - 7,5 mm

ø mm	3,0	44-0100-30	44-0101-30
ø mm	4,5	44-0100-45	44-0101-45
ø mm	5,5	44-0100-55	44-0101-55
ø mm	6,5	44-0100-65	44-0101-65
ø mm	7,5	44-0100-75	44-0101-75



TOYNBEE
 44-0102-00
 Set=3
 5,5 - 7,5 mm

ø mm	5,5	44-0102-55
ø mm	6,5	44-0102-65
ø mm	7,5	44-0102-75

schwarz
 black
 noirs
 negros
 neri



GRUBER
 44-0104-00
 Set=4
 4,5 - 7,5 mm

ø mm	4,5	44-0104-45
ø mm	5,5	44-0104-55
ø mm	6,5	44-0104-65
ø mm	7,5	44-0104-75

rund - round - rondes
 redondos - rotondi



GRUBER
 44-0105-00
 Set=3
 5,5 - 7,5 mm

ø mm	4,5	44-0105-45
ø mm	5,5	44-0105-55
ø mm	6,5	44-0105-65
ø mm	7,5	44-0105-75

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



BOUCHERON
 44-0108-00
 Set=4
 5,0 - 8,0 mm

ø mm	5,0	44-0108-50
ø mm	6,0	44-0108-60
ø mm	7,0	44-0108-70
ø mm	8,0	44-0108-80



ROSEN
 44-0110-41 - 44-0110-95

mm x mm	3,3 x 4,1	44-0110-41
mm x mm	4,0 x 5,5	44-0110-55
mm x mm	5,0 x 7,5	44-0110-75
mm x mm	6,0 x 8,5	44-0110-85
mm x mm	7,0 x 9,5	44-0110-95



ROSEN
 44-0112-03 - 44-0112-07

ø mm	3,0	44-0112-03
ø mm	4,0	44-0112-04
ø mm	5,0	44-0112-05
ø mm	6,0	44-0112-06
ø mm	7,0	44-0112-07




FARRIOR
 44-0200-01 - 44-0200-09
 44-0200-00 Set=9
 3,3 - 7,7 mm

ø mm	3,3	44-0200-01
ø mm	4,3	44-0200-02
ø mm	4,8	44-0200-03
ø mm	5,3	44-0200-04
ø mm	5,8	44-0200-05
ø mm	6,3	44-0200-06
ø mm	6,7	44-0200-07
ø mm	7,2	44-0200-08
ø mm	7,7	44-0200-09

schwarz
black
noirs
negros
neri


mm x mm
5,5 x 6,5 44-0204-01
mm x mm
6,5 x 7,5 44-0204-02
mm x mm
7,5 x 8,5 44-0204-03
mm x mm
8,5 x 9,5 44-0204-04
mm x mm
9,0 x 10,5 44-0204-05
mm x mm
10,5 x 11,5 44-0204-06



ZÖLLNER
44-0204-00
Set=6

schwarz
black
noirs
negros
neri


mm x mm
3,5 x 6,5 44-0206-40
mm x mm
4,0 x 5,5 44-0206-55
mm x mm
5,0 x 7,3 44-0206-73
mm x mm
6,0 x 8,5 44-0206-85
mm x mm
7,3 x 9,0 44-0206-90



SHEA
44-0206-00
Set=5


schwarz
black
noirs
negros
neri

ø mm
3,2 44-0208-32
ø mm
5,0 44-0208-50
ø mm
5,5 44-0208-55
ø mm
6,2 44-0208-62
ø mm
6,6 44-0208-66
ø mm
7,0 44-0208-70
ø mm
7,2 44-0208-72
ø mm
9,2 44-0208-92



TUMARKIN
44-0208-00
Set=8

Ohrspekula (Ohrtrichter)
Ear Specula
Spéculems auriculaires
Espéculos auriculares
Specoli auricolari



44-0300-99

44-0300-90

BRUENINGS compl.
44-0300-04

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

Mit Lupe, 4 Ohrspekula
mit Gebläse, in Holzetui

With Magnifying Lens,
4 Ear Specula, Rubber Ball,
in Wooden Box

Avec loupe grossissante,
4 spéculems auriculaires,
poire soufflante, en boîte bois


Con lente de aumentar,
4 espéculos auriculares,
soplera, en estuche de madera

Con lente d'ingrandimento,
4 specoli auricolari, con
soffiera, in scatola di legno



ø mm	6,5	44-0306-11	ø mm	7,0	44-0306-12	ø mm	8,0	44-0306-13
------	-----	------------	------	-----	------------	------	-----	------------

Mit 3 Spekula und Gebläse
With 3 Specula and Rubber Tube with Bulb
Avec 3 spéculems en métal, poire soufflante et tube
Con 3 espéculos, insuflador y tubo
Con 3 specoli, palla soffiatrice e tubo



44-0306-90

SIEGLE compl.
44-0306-03

Ohrspekula für die pneumatische Prüfung
Ear Specula for Pneumatic Test
Spéculems auriculaires pour le test pneumatique
Espéculos auriculares para el test neumático
Specoli auricolari per il test pneumatico



Stimmgabeln
Tuning Forks
Diapasons
Diapasones
Diapason


OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



ALU compl.
44-0601-00 =
44-0600-01
44-0600-02
44-0600-03
44-0600-04
44-0600-05

ALU				
44-0600-01	44-0600-02	44-0600-03	44-0600-04	44-0600-05
C 128	C ¹ 256	C ² 512	C ³ 1024	C ⁴ 2048



HARTMANN compl.
44-0701-00 =
44-0701-01
44-0701-02
44-0701-03
44-0701-04
44-0701-05

HARTMANN				
44-0700-01	44-0700-02	44-0700-03	44-0700-04	44-0700-05
C 128	C ¹ 256	C ² 512	C ³ 1024	C ⁴ 2048



Stimmgabeln
Tuning Forks
Diapasons
Diapasones
Diapason

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA

Pulverbläser
Powder Blowers
Lance-Poudre
Lanzapolvo
Insuffiadori per polvere

ZEPF[®]
&
INSTRUMENTS

44-0900-01


44.5



LUCAE		
C	128	44-0702-00
C¹	253	44-0702-01
C²	512	44-0702-02
C³	1024	44-0702-03
C⁴	2011	44-0702-04
C⁵	4096	44-0702-05



LUCAE
44-0704-01
C 128



44-0705-00
neuro.



RYDEL-SEIFFER
44-0706-01
C 64 / C128



44-0708-00
A¹ 440




Komplett mit 3 Kanülen für Nase, Rachen, Kehlkopf
Complete with 3 cannulas for nose, throat, and larynx
Complet avec 3 différentes canules pour nez, pharynx et larynx
Completo con 3 cánulas diferentes para nariz, faringe y laringe
Completo di 3 cannule diversi per naso, faringe e laringe



KABIERSKE
44-0900-00
30 cc




Komplett mit 3 Kanülen für Nase, Rachen, Kehlkopf,
mit Metallfuß
Complete with 3 cannulas for nose, throat, and larynx,
with Metal Base
Complet avec 3 différentes canules pour nez, pharynx et
larynx, avec socle en métal
Completo con 3 cánulas diferentes para nariz, faringe y
laringe, con soporte de metal
Completo di 3 cannule diversi per naso, faringe e laringe,
con placca di metallo



KABIERSKE
44-0900-01
30 cc



Luftdusche
Air Bag
Insufflateur d'air
Insuflador de aire
Insoffiatore d'aria



POLITZER

44-0901-00 = incl. 44-0901-15, 44-0901-17, 44-0901-22, 44-0901-03, 44-0901-35

44-0901-01 = incl. 44-0901-15, 44-0901-17, 44-0901-22, 44-0901-03, 44-0901-04, 44-0901-35

OTOLOGIE

OTOLOGY


OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA

* Ganzmetall, komplett, mit 2 Aufsätzen und 1 Schutzeller
All Metal, complete, with 2 Tips and 1 Protective Shield
Entièrement en métal, complet avec 2 embouts et plaque protectrice
Completamente de metal, con 2 cánulas y placa protectora
Completamente in metallo, con 2 punte e placca protettiva

Ohrspritzen, Saugrohre
Ear Syringes, Aspirating Tubes
Seringues auriculaires, Tubes d'aspiration
Jeringas para oídos, Tubos de aspiración
Siringhe auricolari, Tubi da aspirazione




ml	REINER *
50	44-0906-50
75	44-0906-75
100	44-0907-10
150	44-0907-15

BELLUCCI		ø mm	LUER
Set	44-0991-00	0,5	44-0993-05
=		0,7	44-0993-07
1x	44-0991-10	1,0	44-0993-10
1x	44-0991-06	1,5	44-0993-15
1x	44-0991-07	2,0	44-0993-20
1x	44-0991-09		

ø mm	LUER
2,5	44-0995-25
3,0	44-0995-30
4,0	44-0995-40
5,0	44-0995-50




Saugrohre
Aspirating Tubes
Tubes d'aspiration
Tubos de aspiración
Tubi da aspirazione



ø mm HOUSE
7 44-0996-65

ø mm	WULLSTEIN
Set	44-1000-00
0,4	44-1000-04
0,6	44-1000-06
0,8	44-1000-08



ø mm	BARON (SCHUKNECHT)
1,0	44-1001-03
1,5	44-1001-05
2,0	44-1001-06

mm	mm	Fig.	HOUSE
0,9	0,7	1	44-1003-01
1,2	0,9	2	44-1003-02
1,5	1,2	3	44-1003-03
1,8	1,8	4	44-1003-04

Swg	ø mm	VERHOEFEN
24	0,6	44-0998-06
22	0,7	44-0998-07
20	0,9	44-0998-09
18	1,2	44-0998-12
16	1,6	44-0998-16
	10,0 cm	

ø mm	HOUSE
0,5	44-0999-05
0,7	44-0999-07
0,8	44-0999-08
1,0	44-0999-10
1,3	44-0999-13
1,5	44-0999-15
2,0	44-0999-20
2,5	44-0999-25
	6,0 cm




ø mm PLESTER
1,5 44-1003-15
2,0 44-1003-20
2,5 44-1003-25
3,0 44-1003-30
19,5 cm

cm WULLSTEIN
13,0 44-1004-13



ø1 mm ø2 mm FISCH 9,5 cm
3,2 mm 2,0 mm 44-1005-32



cm ZOELLNER
15,0 44-1007-15

1	2	FISCH 9,5 cm
1,0	1,0	44-1006-10
1,5	1,5	44-1006-15
1,9	1,9	44-1006-19
2,5	2,5	44-1006-25
3,0	2,0	44-1006-30
4,0	2,0	44-1006-45

ø mm	
0,5	44-1008-05
0,7	44-1008-07

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



Ohrküretten
Ear Curettes
Curettes auriculaires
Curetas auriculares
Curette auricolari




Fig. 00	Fig. 0	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5
ø 1,8 mm	ø 2,3 mm	ø 2,6 mm	ø 3,0 mm	ø 3,7 mm	ø 4,3 mm	ø 4,6 mm
44-1009-00	44-1100-00	44-1100-01	44-1100-02	44-1100-03	44-1100-04	44-1100-05
44-1101-00	44-1102-00	44-1102-01	44-1102-02	44-1102-03	44-1102-04	44-1102-05
44-1104-00	44-1105-00	44-1105-01	44-1105-02	44-1105-03	44-1105-04	44-1105-05
44-1106-00	44-1107-00	44-1107-01	44-1107-02	44-1107-03	44-1107-04	44-1107-05

OTOLOGIE

BUCK

44-1009-00 - 44-1107-05

44-1009-00 - 44-1100-05
44-1101-00 - 44-1102-05
44-1104-00 - 44-1105-05
44-1106-00 - 44-1107-05

gerade, stumpf / straight, blunt / droites, mousses / rectas, romas / rette, smusse
gerade, scharf / straight, sharp / droites, tranchantes / rectas, cortantes / rette, taglienti
abgewinkelt, stumpf / angled, blunt / coudées, mousses / acodadas, romas / angolate, smusse
abgewinkelt, scharf / angled, sharp / coudées, tranchantes / acodadas, cortantes / angolate, taglienti

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA

Ohrkatheter, Paracentesenadeln
Ear Catheters, Paracentesis Needles
Cathéters auriculaires, Aiguilles à paracentèse
Catéteres auriculares, Agujas para paracentesis
Cateteri auricolari, Aghi per paracentesi






Fig.	HARTMANN	ITARD	cm	LUCAE	cm	POLITZER	cm	POLITZER	POLITZER
0	44-1301-00		18,0	44-1498-18	18,0	44-1500-18	16,5	44-1501-16	44-1503-16
1	44-1301-01	44-1303-01							
2	44-1301-02	44-1303-02							
3	44-1301-03	44-1303-03							
4	44-1301-04	44-1303-04							
5	44-1301-05	44-1303-05							





cm POLITZER
17,0 44-1505-17



cm THORBURN
16,0 44-1508-16



cm BUCK (POLITZER)
15,0 44-1600-15



cm SEXTON
18,0 44-1602-18

Ohrmesser
Ear Knives
Couteaux auriculaires
Cuchillos auriculares
Coltelli auricolari

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



cm SEXTON-GERZOG
17,0 44-1604-17



cm POLITZER
16,0 44-1608-16



cm GARDINER BROWN
12,5 44-1690-12



cm GROSS
12,0 44-1700-12

scharf / stumpf
sharp / blunt
tranchant / mousse
cortante / romo
tagliente / smusso



cm GROSS
12,0 44-1701-12

stumpf/ stumpf
blunt / blunt
mousse / mousse
romo / romo
smusso / smusso

Ohröffel, Ohrschlingen
Ear Spoons, Ear Loops
Cuillers, Anses auriculaires
Cucharas, Asas auriculares
Cucchiai, Anse auricolari

Ohrlöffel, Ohrschlingen
 Ear Spoons, Ear Loops
 Cuillers, Anses auriculaires
 Cucharas, Asas auriculares
 Cucchiai, Anse auricolari

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



cm FORMBY
 18,0 44-1703-18



cm MUSGROVE
 18,0 44-1705-18



cm SHAPHLEIGH
 13,0 44-1706-01
 13,0 44-1706-02



cm SHAPHLEIGH
 13,0 44-1707-01
 13,0 44-1707-02



cm BARKER 17,0 cm
 3 mm 44-1709-03
 4 mm 44-1709-04



BILLEAU
 44-1800-01 - 44-1800-03



cm LANGENBECK
 13,0 44-1802-13




cm MOLDENHAUER
 16,0 44-1808-16



cm ZAUFAL
 15,0 44-1810-15

Ohrhäkchen, Ohrpinzetten
 Ear Hooklets, Ear Forceps
 Crochets auriculaires, Pinces auriculaire
 Ganchitos auriculares, Pinzas auriculares
 Uncinetti auricolari, Pinze auricolari



DAY
 44-1900-01 - 44-1900-02

WAGENER
 44-1902-01 - 44-1902-04

44-1902-05
 44-1902-06
 44-1902-07

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



cm **LUCAE**
 14,0 44-1906-01 - 44-1906-03



cm **HARTMANN**
 16,0 44-1908-16



cm **CAWTHORNE**
 14,0 44-1909-14



cm **ST. BARTS**
 18,0 44-1911-18



Ohrpinzetten, Ohrpolypenschnürer
 Ear Forceps, Ear Polypus Snares
 Pincés auriculaires, Serre-nœud à polypes auriculaires
 Pinzas auriculares, Cierranudos para pólipos auriculares
 Pinze auricolari, Serranodi per polipi auricolari



OTOLOGIE


cm	WILDE (TROELTSCH)	cm	TROELTSCH (WILDE)	cm	LUCAE	cm	JANSEN	cm	LUCAE
12,0	44-2001-11 - 44-2003-11	13,0	44-2005-13	14,0	44-2006-14	16,0	44-2006-16	14,0	44-2008-14
						20,0	44-2006-20		

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



cm KRAUSE
16,0 44-2200-16

cm KRAUSE-VOSS
16,0 44-2201-16

cm WILDE
17,0 44-2202-17

44-2205-02
Dtzd. / doz. / douz /
doc. / dozz.



cm HARTMANN
12,0 44-2401-12



cm HARTMANN
14,0 44-2401-14

Ohrzängchen
Ear Forceps
Pincès auriculaires
Pinzas auriculares
Pinze auricolari

OTOLOGIE

OTOLOGY


OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



cm TILLEY
14,0 44-2403-14



cm LITTAUER
12,0 44-2405-12

Fremdkörperhebel
Foreign Body Levers
Leviers pour corps étrangers
Elevadores para cuerpos extranjeros
Leve per corpi estranei



cm QUIRE
10,0 44-2501-10



cm BUCK
11,0 44-2503-11

Ohrzängchen
 Ear Forceps
 Pincès auriculaires
 Pinzas auriculares
 Pinze auricolari


OTOLOGIE

OTOLOGY


OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



44-2505-08 - 44-2705-08



cm HARTMANN-WULLSTEIN
 8,5 44-2505-08

cm HARTMANN-WULLSTEIN
 8,5 44-2507-08

cm HARTMANN
 8,5 44-2601-08
 14,0 44-2601-14
 16,0 44-2601-16

1:2



cm HARTMANN
 8,5 44-2603-08
 14,0 44-2603-14

cm HARTMANN
 8,5 44-2605-08
 14,0 44-2605-14
 16,0 44-2605-16

ø mm HARTMANN 8,5 cm
 1,0 44-2607-10
 2,0 44-2607-20
 2,5 44-2607-25
 3,0 44-2607-30
 3,5 44-2607-35



cm HARTMANN
 8,5 44-2609-30

cm STRUEMPEL
 8,5 44-2701-08
 14,0 44-2701-14

mm HARTMANN 8,5 cm
 1,0 44-2703-08
 1,5 44-2703-09

cm HARTMANN-HOFFMANN
 8,5 44-2705-08


1:2



cm HENCKEL
 8,5 44-2707-08
 2,5 mm x 5,0 mm

cm HARTMANN NOYES
 8,5 44-2710-08

cm HARTMANN NOYES
 8,5 44-2712-08



44-3100-40 - 44-3202-70

Mikro-Ohrscherchen
Micro Ear Scissors
Ciseaux auriculaires micro
Tijeras auriculares micro
Forbici auricolari micro



BELLUCCI
44-3100-40
micro mini
4,0 mm



BELLUCCI
44-3102-55
micro standard
5,5 mm



BELLUCCI
44-3103-55
micro standard
5,5 mm



« BELLUCCI
44-3105-55
micro standard
5,5 mm



» BELLUCCI
44-3107-55
micro standard
5,5 mm



SHEA
44-3200-70
7,0 mm



« SHEA
44-3201-70
7,0 mm



» SHEA
44-3202-70
7,0 mm

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



44-3490-40
0,6 mm x 4,0 mm



44-3492-40
0,6 mm x 4,0 mm

Ohrzängchen
Ear Forceps
Pinces auriculaires
Pinzas auriculares
Pinze auricolari

Mikro-Ohrzängchen
 Micro Ear Forceps
 Pincés auriculaires micro
 Pinzas auriculares micro
 Pinze auricolari micro


OTOLOGIE

OTOLOGY


OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



44-3500-40 - 44-3600-35



44-3500-40
4 mm

44-3500-70
7,0 mm

44-3502-40
4,0 mm

44-3503-60
6,0 mm
«

44-3505-60
6,0 mm
»

44-3507-40
4,0 mm

44-3509-40
4,0 mm

44-3600-35
3,5 mm



44-3602-45 - 44-3803-30



44-3602-45
4,5 mm

44-3603-45
4,5 mm
«

44-3605-45
4,5 mm
»

44-3607-50
5,0 mm

44-3609-50
5,0 mm

GREVEN
44-3700-50
5,0 mm

McGEE
44-3701-40
0,8 x 4,0 mm

COS
44-3703-30
1,8 x 0,8 x 3,0 mm

« JUERS
44-3705-60
6,0 mm

» JUERS
44-3707-60
6,0 mm

« HAUGH
44-3801-30
45° 3,0 mm

» HAUGH
44-3803-30
45° 3,0 mm



DIETER

44-3805-01 - 44-3807-02

aufwärts

micro

44-3805-01

aufwärts
upward
vers le haut
hacia arriba
in alto

aufwärts

mini

44-3807-01

abwärts

micro

44-3805-02

abwärts
downward
vers le bas
hacia abajo
in basso

abwärts

mini

44-3807-02

Hammerkopf-Zwickzängchen

Malleus Nippers

Pinces pour couper la tête du marteau

Pinzas para cortar la cabeza del martillo

Pinze per tagliare la testa del martello

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA

Mikro-Ohrzängchen
Micro Ear Forceps
Pinces auriculaires micro
Pinzas auriculares micro
Pinze auricolari micro

44-4100-00



44-4102-00



44-4103-00



44-4105-00



44-4107-00



44-4109-00



Modelle mit Ringgriff (RG)
Ring Handle Style (RG)
Modèles manches à anneaux (RG)
Modelos mangos con anillos (RG)
Modelli manici con anelli (RG)

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



44-4100-00 - 44-4109-00

micro

RG

44-4200-00



44-4202-00



44-4203-00




44-4205-00



44-4207-00



44-4209-00



44-4200-00 - 44-4209-00

micro-mini

RG

Modelle mit Ringgriff (RG)
 Ring Handle Style (RG)
 Modèles manches à anneaux (RG)
 Modelos mangos con anillos (RG)
 Modelli manici con anelli (RG)



44-5100-00 - 44-5409-00

micro

RG

Mikro-Ohrzängchen
 Micro Ear Forceps
 Pinces auriculaires micro
 Pinzas auriculares micro
 Pinze auricolari micro

44-5100-00



44-5101-00



»

44-5103-00



«

44-5104-00



44-5105-00



44-5106-00



»

44-5107-00



«

44-5109-00



44-5200-00



44-5201-00



ø 1,0 mm ø 1,5 mm ø 2,0 mm ø 2,5 mm

44-5202-00 44-5208-00 44-5304-00 44-5400-00



44-5203-00 44-5209-00 44-5305-00 44-5401-00



»

44-5205-00 44-5301-00 44-5307-00 44-5403-00



«

44-5207-00 44-5303-00 44-5309-00 44-5405-00



44-5406-00



44-5407-00



»

44-5408-00



«

44-5409-00



OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA

Modelle mit Ringgriff (RG)
 Ring Handle Style (RG)
 Modèles manches à anneaux (RG)
 Modelos mangos con anillos (RG)
 Modelli manici con anelli (RG)



44-5500-00 - 44-5809-00

micro-mini

RG

Mikro-Ohrzängchen
 Micro Ear Forceps
 Pincès auriculaires micro
 Pinzas auriculares micro
 Pinze auricolari micro

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA

44-5500-00



44-5501-00



»

44-5503-00



«

44-5504-00



44-5505-00



44-5506-00



»

44-5507-00



«

44-5509-00



44-5600-00



44-5601-00



44-5602-00



44-5603-00



44-5605-00



44-5607-00



44-5806-00



44-5807-00



»

44-5808-00



«

44-5809-00



Instrumente für die Ohr-Mikrochirurgie
 Instruments for Ear Micro Surgery
 Instruments pour la microchirurgie de l'ouïe
 Instrumentos para la microcirugía del oído
 Strumenti per la microchirurgia auricolare

SCHUKNECHT 44-7001-01	SCHUKNECHT 44-7001-02	cm 15,5 44-7003-15	cm 15,5 44-7004-15	cm 15,5 44-7005-15	cm 15,5 44-7006-35 ø 3,5 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------

44-7009-10 1,0 mm	44-7009-14 1,4 mm	44-7009-16 1,6 mm	44-7009-20 2,0 mm
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

44-7009-26 2,6 mm	44-7009-28 2,8 mm	44-7009-30 3,0 mm
----------------------	----------------------	----------------------

ROSEN
44-7009-10 - 44-7009-30

BARBARA 44-7100-15	BARBARA 44-7101-15	BARBARA 44-7103-15	ROSEN 44-7105-15
------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

	25°	45°	90°	
mm	BARBARA	BARBARA	BARBARA	BARBARA
0,3	44-7200-03	44-7202-03	44-7204-03	44-7205-05 = 0,5 mm
0,6	44-7200-06	44-7202-06	44-7204-06	44-7205-10 = 1,0 mm
0,8	44-7200-08	44-7202-08		
1,0	44-7200-10	44-7202-10	44-7204-10	
1,2		44-7202-12	44-7204-12	
1,5		44-7202-15	44-7204-15	
2,0		44-7202-20	44-7204-20	
2,5		44-7202-25	44-7204-25	

44-7100-15 - 44-7205-10

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA





Instrumente für die Ohr-Mikrochirurgie
 Instruments for Ear Micro Surgery
 Instruments pour la microchirurgie de l'ouïe
 Instrumentos para la microcirugía del oído
 Strumenti per la microchirurgia auricolare

aufwärts
upward
en haut
hacia arriba
in alto

abwärts
downward
en bas
hacia abajo
in basso

aufwärts
upward
en haut
hacia arriba
in alto

abwärts
downward
en bas
hacia abajo
in basso



mm	90°	90°
0,3	44-7300-03	44-7302-03
0,6	44-7300-06	44-7302-06
1,0	44-7300-10	44-7302-10

mm	McGEE	McGEE
0,5	44-7303-05	44-7305-05
1,0	44-7303-10	44-7305-10

cm	BARBARA
15,5	44-7306-15

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA

aufwärts
upward
en haut
hacia arriba
in alto

abwärts
downward
en bas
hacia abajo
in basso

aufwärts
upward
en haut
hacia arriba
in alto

abwärts
downward
en bas
hacia abajo
in basso



cm	ROSEN
15,5	44-7307-15

mm	25°	25°	45°	45°
0,3	44-7401-03	44-7403-03	44-7405-03	44-7407-03
0,6	44-7401-06	44-7403-06	44-7405-06	44-7407-06
1,0	44-7401-10	44-7403-10	44-7405-10	44-7407-10



mm	SHAMBAUGH 45°
0,4	44-7411-04
0,6	44-7411-06
0,8	44-7411-08
1,0	44-7411-10

mm	SHAMBAUGH 90°
0,4	44-7413-04
0,6	44-7413-06
0,8	44-7413-08
1,0	44-7413-10

FISCH	
44-7501-16	44-7503-16
44-7505-16	44-7507-16

cm	SHEA
16,0	44-7508-16



mm SHEA 16,0 cm
1,5 x 2,5 44-7510-16



mm
1,0 / 1,2 44-7600-01
1,5 / 1,8 44-7600-02

HOUSE
44-7600-01 - 44-7602-02



cm HOUSE
15,0 44-7604-15

ø 1,0 mm



cm HOUSE 17,0 cm
17,0 44-7604-17



cm ANTOLI CANDELA
15,0 44-7605-15

Instrumente für die Ohr-Mikrochirurgie
Instruments for Ear Micro Surgery
Instruments pour la microchirurgie de l'ouïe
Instrumentos para la microcirugía del oído
Strumenti per la microchirurgia auricolare

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



HOUSE
44-7606-35 - 44-7606-50



44-7606-35
3,5 mm



44-7606-40
4,0 mm



44-7606-45
4,5 mm



44-7606-50
5,0 mm



LEMPERT
44-8002-16 - 44-8005-16



44-8002-16
2,0 mm



44-8003-16
2,0 mm



44-8005-16
3,0 mm

Instrumente für die Ohr-Mikrochirurgie
 Instruments for Ear Micro Surgery
 Instruments pour la microchirurgie de l'ouïe
 Instrumentos para la microcirugía del oído
 Strumenti per la microchirurgia auricolare

OTOLOGIE

OTOLOGY

OTOLOGIE

OTOLOGÍA

OTOLOGIA



cm LEMPERT
20,5 44-8007-20

Raspatorium
 Periosteal Elevator
 Rugine-raspatoire
 Elevador de periostio
 Elevatore di periostio



cm LEMPERT
18,0 44-8009-18



Fig. BEALES
1 44-8011-01
16,0 cm



Fig. BEALES
2 44-8011-02
16,0 cm



mm LEMPERT
3,0 44-8015-03
16,0 cm



mm PASSOW
2 x 2 44-8100-02
3 x 3 44-8100-03

Blutstillungsmeissel
 Hemostat
 Ciseau hémostatique
 Cíncel hemostático
 Scalpello emostatico



cm MUCK
13,0 44-8102-13

Periostmesser
 Periosteal Knife
 Couteau à périoste
 Cuchillo de periostio
 Coltello per periostio