

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE

Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS


DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE

Nr. -09 = mit Haftprofil
No. -09 = With Non-Slip Square Profile
No. -09 = A mors quadrillés
Núm. -09 = Bocas con estrías cruzadas
No. 09 = Morso con zigrinatua quadra

* Gehört zum Standard-Satz
Part of basic set
Partie du jeu de base
Parte del juego de base
Parte del set básico




80-0001-00*

80-0001-09

Fig. 1

Für obere mittlere Schneide- und Eckzähne
For upper centrals and canines
Pour incisives centrales et canines supérieures
Para incisivos centrales y caninos superiores
Per incisivi centrali e canini superiori




80-0002-00*

80-0002-09

Fig. 2


Für obere seitliche Schneidezähne und Prämolaren
For upper laterals and bicuspid
Pour incisives latérales et prémolaires supérieures
Para incisivos laterales y premolares superiores
Per incisivi laterali e premolari superiori



80-0003-00

Fig. 3

Für obere gedrängt stehende Schneide- und Eckzähne
For upper incisors and canines crowded internally or externally
Pour incisives et canines supérieures, surdents intérieures ou extérieures
Para incisivos y caninos superiores, supernumerarios internos o externos
Per incisivi e canini superiori, soprannumerari interni e esterni




80-0004-00*

80-0004-09

Fig. 4

Für untere Schneide- und Eckzähne
For lower incisors and canines
Pour incisives et canines inférieures
Para incisivos y caninos inferiores
Per incisivi e canini inferiori



80-0007-00*

80-0007-09

Fig. 7

Für obere Prämolaren, beide Seiten
For upper bicuspid, either side
Pour prémolaires supérieures des deux côtés
Para premolares superiores, ambos lados
Per premolari superiori, ambedue i lati

Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS


DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE

Nr. -09 = mit Haftprofil
No. -09 = With Non-Slip Square Profile
No. -09 = A mors quadrillés
Núm. -09 = Bocas con estrías cruzadas
No. 09 = Morso con zigrinatua quadra

* Gehört zum Standard-Satz
Part of basic set
Partie du jeu de base
Parte del juego de base
Parte del set básico



80-0008-00


Fig. 8

Für untere Prämolaren, beide Seiten
For lower bicuspids, either side
Pour prémolaires inférieures des deux côtés
Para premolares inferiores, ambos lados
Per premolari inferiori, ambedue i lati

80-0103-00*

80-0103-09

Fig. 13




80-0107-00*

80-0107-09

Fig. 17

Für obere Molaren, rechts
For right upper molars
Pour molaires supérieures, côté droit
Para molares superiores, lado derecho
Per molari superiori destri




80-0108-00*

80-0108-09

Fig. 18


Für obere Molaren, links
For left upper molars
Pour molaires supérieures, côté gauche
Para molares superiores, lado izquierdo
Per molari superiori sinistri



80-0108-01

Fig. 18A

Für obere Molaren, beide Seiten
For upper molars, either side
Pour molaires supérieures des deux côtés
Para molares superiores, ambos lados
Per molari superiori, ambedue i lati



80-0109-00

Fig. 19

Für obere Weisheitszähne, beide Seiten
For upper wisdoms, either side
Pour dents de sagesse supérieures des deux côtés
Para cordales superiores, ambos lados
Per denti del giudizio superiori, ambedue i lati

Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS


DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE


Nr. -09 = mit Haftprofil
No. -09 = With Non-Slip Square Profile
No. -09 = A mors quadrillés
Núm. -09 = Bocas con estrías cruzadas
No. 09 = Morso con zigrinatua quadra

* Gehört zum Standard-Satz
Part of basic set
Partie du jeu de base
Parte del juego de base
Parte del set básico




80-0200-00

Fig. 20



80-0201-00

Fig. 21




80-0202-00*

80-0202-09

Fig. 22


Für untere Weisheitszähne, beide Seiten
For lower wisdoms, either side
Pour dents de sagesse inférieures, des deux côtés
Para cordales inferiores, ambos lados
Per denti del giudizio, ambedue i lati

Für untere Molaren, beide Seiten
For lower molars, either side
Pour molaires inférieures des deux côtés
Para molares inferiores, ambos lados
Per molari inferiori, ambedue i lati




80-0203-00

Fig. 23



80-0204-00

Fig. 24



80-0209-00


Fig. 29

Für untere Molaren, rechts
For right lower molars
Pour molaires inférieures, côté droit
Para molares inferiores, lado derecho
Per molari inferiori destri

Für untere Molaren, links
For left lower molars
Pour molaires inférieures, côté gauche
Para molares inferiores, lado izquierdo
Per molari inferiori sinistri


Für obere Wurzeln und Schneidezähne, beide Seiten
For upper roots and incisors, either side
Pour racines et incisives supérieures des deux côtés
Para raíces e incisivos superiores, ambos lados
Per radici e incisivi superiori, ambedue i lati

Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa




80-0209-07
Fig. 29N

Für obere Schneidezahnwurzeln
For roots of upper incisors
Pour racines d'incisives supérieures
Para raíces de incisivos superiores
Per radici di incisivi superiori



80-0300-00
Fig. 30

Für obere Wurzeln und Schneidezähne, beide Seiten
For upper roots and incisors, either side
Pour racines et incisives supérieures, des deux côtés
Para raíces e incisivos superiores, ambos lados
Per radici e incisivi superiori, ambedue i lati



80-0301-00
Fig. 31

Für untere Wurzeln, beide Seiten
For lower roots, either side
Pour racines inférieures, des deux côtés
Para raíces inferiores, ambos lados
Per radici inferiori, ambedue i lati


ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS


FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE




80-0302-00
Fig. 32

Für untere Molaren mit kariösen Kronen, beide Seiten
For lower molars, with decayed or broken-down crowns, either side
Pour molaires inférieures cariées ou découronnées, des deux côtés
Para molares inferiores cariados o con las coronas dañadas, ambos lados
Per molari inferiori cariati o scoronati, ambedue i lati



80-0303-00*
80-0303-09
Fig. 33

Für untere Wurzeln, beide Seiten
For lower roots, either side
Pour racines inférieures des deux côtés
Para raíces inferiores, ambos lados
Per radici inferiori, ambedue i lati



80-0303-01*
80-0303-95
Fig. 33A

Schlankes Maul, für untere Wurzeln, beide Seiten
For lower roots, either side, slender pattern
Pour racines inférieures des deux côtés, à bec étroits
Para raíces inferiores, ambos lados, con pico angosto
Per radici inferiori, ambedue i lati, morso fino

Nr. -09 = mit Haftprofil
No. -09 = With Non-Slip Square Profile
No. -09 = A mors quadrillés
Núm. -09 = Bocas con estrías cruzadas
No. 09 = Morso con zigrinatua quadra

* Gehört zum Standard-Satz
Part of basic set
Partie du jeu de base
Parte del juego de base
Parte del set básico



80-0303-95

80.5

Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS


DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE


Nr. -09 = mit Haftprofil
No. -09 = With Non-Slip Square Profile
No. -09 = A mors quadrillés
Núm. -09 = Bocas con estrías cruzadas
No. 09 = Morso con zigrinatua quadra

* Gehört zum Standard-Satz
Part of basic set
Partie du jeu de base
Parte del juego de base
Parte del set basico




80-0303-03
Fig. 33C

Schlankes Maul, für untere Wurzeln, beide Seiten
For lower roots, either side, slender pattern
Pour racines inférieures des deux côtés, à bec étroits
Para raíces inferiores, ambos lados, con pico angosto
Per radici inferiori, ambedue i lati, morso fino




80-0303-06
Fig. 33M

Langes Maul, für tief sitzende untere Wurzeln
With long beak for very deep lower roots, either side
Pour racines inférieures très profondes, à bec très longs, des deux côtés
Para raíces inferiores muy profundas, ambos lados, con pico largo
Per radici inferiori molto profonde, ambedue i lati, con morso lungo




80-0401-00
Fig. 41

Für obere Wurzeln, beide Seiten
For upper roots, either side
Pour racines supérieures des deux côtés
Para raíces superiores, ambos lados
Per radici superiori, ambedue i lati




80-0404-00
Fig. 44




80-0405-00
Fig. 45

Für obere Wurzeln, beide Seiten
For upper roots, either side
Pour racines supérieures, des deux côtés
Para raíces superiores, ambos lados
Per radici superiori, ambedue i lati




80-0501-00*
80-0501-09
Fig. 51

Für obere Wurzeln
For upper roots
Pour racines supérieures
Para raíces superiores
Per radici superiori




80-0501-01*
80-0501-95
Fig. 51A

Für obere Wurzeln, mit extra schmalem Schnabel
For upper roots, with extra narrow beak
Pour racines supérieures, à mors extrêmement étroits
Para raíces superiores, con pico muy angosto
Per radici superiori, con morso molto stretto



80-0501-03
Fig. 51C

Für obere Wurzeln
For upper roots
Pour racines supérieures
Para raíces superiores
Per radici superiori



80-0501-05
Fig. 51L

Für obere Wurzeln, mit extra langem Schnabel für tief sitzende Wurzeln
For upper roots, with very long beak for deep upper roots
Pour racines supérieures très profondes, avec les bcs très longs
Para raíces superiores muy profundas, con pico muy largo
Per radici superiori molto profonde, con morso molto lungo

ZAHNZANGEN


Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa

EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS


FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE




80-0501-06
Fig. 51M

Für obere Wurzeln, mit extra langem Schnabel für tief sitzende Wurzeln
For upper roots, with very long beak for deep upper roots
Pour racines supérieures très profondes, avec les bcs très longs
Para raíces superiores muy profundas, con pico muy largo
Per radici superiori molto profonde, con morso molto lungo



80-0502-00*
Fig. 52

Für obere Wurzeln und Eckzähne, mit breitem Schnabel
For upper roots and canines, with wide beak
Pour racines et canines supérieures, avec les bcs larges
Para raíces y caninos superiores, con pico ancho
Per radici e canini superiori, con morso largo



80-0502-01*
Fig. 52A

Für obere Zähne und Resektion, beide Seiten
For upper roots and resection, either side
Pour dents supérieures et la résection, des deux côtés
Para dientes superiores y resección, ambos lados
Per denti superiori e resezione, ambedue i lati

Nr. -09 = mit Haftprofil
No. -09 = With Non-Slip Square Profile
No. -09 = A mors quadrillés
Núm. -09 = Bocas con estrías cruzadas
No. 09 = Morso con zigrinatua quadra

* Gehört zum Standard-Satz
Part of basic set
Partie du jeu de base
Parte del juego de base
Parte del set básico

Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS


DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE


Nr. -09 = mit Haftprofil
No. -09 = With Non-Slip Square Profile
No. -09 = A mors quadrillés
Núm. -09 = Bocas con estrías cruzadas
No. 09 = Morso con zigrinatua quadra

* Gehört zum Standard-Satz
Part of basic set
Partie du jeu de base
Parte del juego de base
Parte del set basico



WITZEL
80-0503-00*

Für obere Wurzeln
For upper roots
Pour racines supérieures
Para raíces superiores
Per radici superiori




80-0505-00
Fig. 55

Spaltzange für obere Molarenwurzeln
For separating upper molar roots
Pour séparer les racines des molaires supérieures
Para separar raíces de molares superiores
Per separare radici di molari superiori




80-0506-00
Fig. 56

Spaltzange für untere Molarenwurzeln
For separating lower molar roots
Pour séparer les racines des molaires inférieures
Para separar raíces de molares inferiores
Per separare radici di molari inferiori




BUSCH
80-0509-00

Resektionszange für untere Wurzeln, breiter Schnabel
Resection forceps for lower roots, wide beak
Davier à résection pour racines inférieures, bec larges
Fórceps para resección para raíces inferiores, con pico ancho
Tenaglia per la resezione per radici inferiori, con morso largo



BUSCH
80-0600-00


- schmaler Schnabel
- narrow beak
- becs étroits
- pico estrecho
- morso stretto



80-0607-00*
80-0607-09
Fig. 67


Für obere Weisheitszähne, beide Seiten
For upper wisdoms, either side
Pour dents de sagesse supérieures, des deux côtés
Para cordales superiores, ambos lados
Per denti del giudizio superiori, ambedue i lati

Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa




80-0607-01*
80-0607-19
Fig. 67A

Für obere Weisheitszähne, beide Seiten
For upper wisdoms, either side
Pour dents de sagesse supérieures, des deux côtés
Para cordales superiores, ambos lados
Per denti del giudizio, ambedue i lati



RYDING
80-0608-00

Für untere Wurzeln, beide Seiten
For lower roots, either side
Pour racines inférieures, des deux côtés
Para raíces inferiores, ambos lados
Per radici inferiori, ambedue i lati



80-0703-00
Fig. 73

Für untere Molaren, beide Seiten
For lower molars, either side
Pour molaires inférieures, des deux côtés
Para molares inferiores, ambos lados
Per molari inferiori, ambedue i lati

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS


DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN


TENAGLIE

Nr. -09 = mit Haftprofil
No. -09 = With Non-Slip Square Profile
No. -09 = A mors quadrillés
Núm. -09 = Bocas con estrías cruzadas
No. 09 = Morso con zigrinatua quadra


* Gehört zum Standard-Satz
Part of basic set
Partie du jeu de base
Parte del juego de base
Parte del set básico



80-0704-00*
80-0704-09
Fig. 74




80-0704-06
Fig. 74M



80-0704-07
Fig. 74N

Für untere Schneidezähne und Wurzeln, beide Seiten
For lower incisors and roots, either side
Pour incisives et racines inférieures, des deux côtés
Para incisivos y raíces inferiores, ambos lados
Per incisivi e radici inferiori, ambedue i lati


Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa



80-0705-00

Fig. 75

Für untere Eckzähne und Prämolaren, beide Seiten
For lower bicuspid and canines, either side
Pour canines et prémolaires inférieures des deux côtés
Para caninos y premolares inferiores, ambos lados
Per canini e premolari inferiori, ambedue i lati




LAWRENCE READ

80-0706-00

Fig. 76

Für obere Wurzeln, beide Seiten
For upper roots, either side
Pour racines supérieures, des deux côtés
Para raíces superiores, ambos lados
Per radici superiori, ambedue i lati



LAWRENCE READ

80-0706-07

Fig. 76N

Für obere Wurzeln, beide Seiten, mit schmalen Schnabel
For upper roots, either side, with narrow beak
Pour racines supérieures des deux côtés, becs étroits
Para raíces superiores, ambos lados, con pico estrecho
Per radici superiori, ambedue i lati, con morso stretto

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS


DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE

Nr. -09 = mit Haftprofil
No. -09 = With Non-Slip Square Profile
No. -09 = A mors quadrillés
Núm. -09 = Bocas con estrías cruzadas
No. 09 = Morso con zigrinatua quadra


* Gehört zum Standard-Satz
Part of basic set
Partie du jeu de base
Parte del juego de base
Parte del set basico



80-0709-00*

80-0709-09

Fig. 79




80-0709-01*

80-0709-19

Fig. 79A

Für untere Weisheitszähne, beide Seiten
For lower wisdoms, either side
Pour dents de sagesse inférieures, des deux côtés
Para cordales inferiores, ambos lados
Per denti del giudizio, ambedue i lati



80-0806-01

Fig. 86A



80-0806-02

Fig. 86B




80-0806-03


Fig. 86B

Für obere Molaren, rechts
 For right upper molars
 Pour molaires supérieures, côté droit
 Para molares superiores, lado derecho
 Per molari superiori destri


Für obere Molaren, links
 For left upper molars
 Pour molaires supérieures, côté gauche
 Para molares superiores, lado izquierdo
 Per molari superiori sinistri



80-0807-00
 Fig. 87



80-0809-00
 Fig. 89



80-0900-00
 Fig. 90

Für untere Molaren, mit kariösen oder abgebrochenen Kronen, beide Seiten (Kuhhornschnabel)
 For lower molars with decayed or broken-down crowns, either side (cow horn beak)
 Pour molaires inférieures, cariées ou découronnées, des deux côtés (forme de corne de vache)
 Para molares inferiores muy cariosos o con las coronas dañadas, ambos lados (forma cuerno de vaca)
 Per molari inferiori molto carciati oppure con le corone dannegiate, ambedue i lati (forma corno di vacca)

Englische Form
 English Pattern
 Forme anglaise
 Forma inglesa
 Forma inglesa


ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS


DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN


TENAGLIE



80-0904-00
 Fig. 94



80-0905-00
 Fig. 95



WOOD (PASSOW)
 80-0909-00
 Fig. 99

Für obere Molaren, rechts
 For right upper molars
 Pour molaires supérieures, côté droit
 Para molares superiores, lado derecho
 Per molari superiori destri

Für obere Molaren, links
 For left upper molars
 Pour molaires supérieures, côté gauche
 Para molares superiores, lado izquierdo
 Per molari superiori, sinistri

Für untere abgebrochene Molaren, beide Seiten
 For broken-down lower molars, either side
 Pour molaires inférieures découronnées, des deux côtés
 Para molares inferiores con las coronas dañadas, ambos lados
 Per molari inferiori colle corone daneggiate, ambedue i lati

Nr. -09 = mit Haftprofil
 No. -09 = With Non-Slip Square Profile
 No. -09 = A mors quadrillés
 Núm. -09 = Bocas con estrías cruzadas
 No. 09 = Morso con zigrinatua quadra

* Gehört zum Standard-Satz
 Part of basic set
 Partie du jeu de base
 Parte del juego de base
 Parte del set básico

Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS


DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE


Für obere Schneidezähne und Wurzeln
For upper incisors and roots
Pour incisives et racines supérieures
Para incisivos y raíces superiores
Per incisivi e radici superiori

Für untere Schneidezähne und Wurzeln
For lower incisors and roots
Pour incisives et racines inférieures
Para incisivos y raíces inferiores
Per incisivi e radici inferiori




OGDEN-FELSCH
80-1201-00

Fig. 121



GUY
80-1306-00


Fig. 136



GUY
80-1307-00

Fig. 137


Für obere Weisheitszähne, mit Fangvorrichtung
For upper wisdoms, with special beak for retaining the tooth extracted
Pour dents de sagesse supérieures, avec becs spéciaux pour retenir la dent extraite
Para cordales superiores, con pico especial para retener los dientes extraídos
Per denti del giudizio superiori, con morso speciale per la ritenzione dei denti estratti



80-2303-00

Fig. 233

Für untere Wurzeln, mit Parallelmaul
For lower roots, with parallel beaks
Pour racines inférieures, avec les becs parallèles
Para raíces inferiores, con picos paralelos
Per radici inferiori, con morso parallelo




80-2305-00

Fig. 235

Für obere Wurzeln, mit Parallelmaul
For upper roots, with parallel beaks
Pour racines supérieures, avec les becs parallèles
Para raíces superiores, con picos paralelos
Per radici superiori, con morso parallelo

Englische Form
English Pattern
Forme anglaise
Forma inglesa
Forma inglesa



MEAD
80-3801-00
Fig. MD 1

Für obere Weisheitszähne, Prämolaren und Wurzeln
For upper wisdoms, bicuspid and upper roots
Pour dents de sagesse, prémolaires et racines supérieures
Para cordales, premolares y raíces superiores
Per denti del giudizio, premolari e radici superiori

MEAD
80-3802-00
Fig. MD 2

Für obere Molaren
For upper molars
Pour molaires supérieures
Para molares superiores
Per molari superiori

MEAD
80-3803-00
Fig. MD 3

Für untere Schneidezähne, Prämolaren und Wurzeln
For lower incisors, bicuspid and roots
Pour incisives, prémolaires et racines inférieures
Para incisivos, premolares y raíces inferiores
Per incisivi, premolari e radici inferiori

MEAD
80-3804-00
Fig. MD 4

Für untere Molaren
For lower molars
Pour molaires inférieures
Para molares inferiores
Per molari inferiori

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE

Universal-Zahnzangen
Universal Extracting Forceps
Daviers universels
Fórceps universales
Tenaglie universali

ZEPF[®]
INSTRUMENTS

80-3804-00

80.13

ZAHNZANGEN


EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN


TENAGLIE

Universal-Zahnzangen
 Universal Extracting Forceps
 Daviers universels
 Fórceps universales
 Tenaglie universali




COHEN
 80-4001-00

Amerikanisches Modell
 American pattern
 Forme américaine
 Forma americana
 Forma americana



COHEN
 80-4002-00


Englisches Modell
 English pattern
 Forme anglaise
 Forma inglesa
 Forma inglese



STIKSA
 80-4101-00

Für untere Weisheitszähne und Molaren, beide Seiten
 For lower wisdoms and molars, either side
 Pour dents de sagesse et molaires inférieures, des deux côtés
 Para cordales y molares inferiores, ambos lados
 Per denti del giudizio e molari inferiori, ambedue i lati

links - left side - côté gauche - lado izquierdo - sinistro rechts - right side - côté droit - lado derecho - destro



STIKSA
80-4102-00

ROUTURIER
80-4202-05

ROUTURIER
80-4202-08

Für Wurzeln von unteren Molaren und Weisheitszähnen, beide Seiten
 For roots of lower molars and wisdoms, either side
 Pour racines des dents de sagesse et molaires inférieures, des deux côtés
 Para raíces de molares y cordales inferiores, ambos lados
 Per radici di molari e denti del giudizio inferiori, ambedue i lati

Für untere Weisheitszähne und Molaren
 For lower wisdoms and molars
 Pour dents de sagesse et molaires inférieures
 Para cordales y molares inferiores
 Per denti del giudizio e molari inferiori

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE

Kinder-Zahnzangen, englische Form
 Extracting Forceps for Children, English Pattern
 Daviers pour enfants, modèle anglais
 Fórceps para niños, forma inglesa
 Tenaglie per bambini, forma inglese


ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN


TENAGLIE



80-6103-09

Fig. 13S


Für untere Prämolaren, beide Seiten
 For lower bicuspid, either side
 Pour prémolaires inférieures, des deux côtés
 Para premolares inferiores, ambos lados
 Per premolari inferiori, ambedue i lati



80-6202-09

Fig. 22S


Für untere Molaren, beide Seiten (Habichtsschnabel)
 For lower molars, either side (hawk's bill)
 Pour molaires inférieures des deux côtés
 Para molares inferiores, ambos lados (pico de azor)
 Per molari inferiori, ambedue i lati



80-6209-09

Fig. 29S


Für obere Schneidezähne und Wurzeln, beide Seiten
 For upper incisors and roots, either side
 Pour incisives et racines supérieures, des deux côtés
 Para incisivos y raíces superiores, ambos lados
 Per incisivi e radici superiori, ambedue i lati



80-6300-09

Fig. 30S


Für obere Schneidezähne und Wurzeln, beide Seiten
 For upper roots, either side
 Pour racines supérieures, des deux côtés
 Para raíces superiores, ambos lados
 Per radici superiori, ambedue i lati



80-6303-09

Fig. 33S


Für untere Schneidezähne und Wurzeln, beide Seiten
 For lower incisors and roots, either side
 Pour incisives et racines inférieures, des deux côtés
 Para incisivos y raíces inferiores, ambos lados
 Per incisivi e radici inferiori, ambedue i lati



80-6307-00


Fig. 37

Für obere Schneide- und Eckzähne
 For upper incisors and canines
 Pour incisives et canines supérieures
 Para incisivos y caninos superiores
 Per incisivi e canini superiori




80-6308-00
Fig. 38

Für untere Schneide- und Eckzähne
For lower incisors and canines
Pour incisives et canines inférieures
Para incisivos y caninos inferiores
Per incisivi e canini inferiori



80-6309-00
Fig. 39

Für obere Molaren, beide Seiten
For upper molars, either side
Pour molaires supérieures, des deux côtés
Para molares superiores, ambos lados
Per molari superiori, ambedue i lati



80-6309-01
Fig. 39A

Für obere Molaren, beide Seiten
For upper molars, either side
Pour molaires supérieures, des deux côtés
Para molares superiores, ambos lados
Per molari superiori, ambedue i lati

Kinder-Zahnzangen, englische Form
Extracting Forceps for Children, English Pattern
Daviers pour enfants, modèle anglais
Fórceps para niños, forma inglesa
Tenaglia per bambini, forma inglese


ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS


FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE




80-6309-05
Fig. 39L

Für obere Molaren, links
For upper molars, left side
Pour molaires supérieures, côté gauche
Para molares superiores, lado izquierdo
Per molari superiori, sinistri



80-6309-08
Fig. 39R


Für obere Molaren, rechts
For right upper molars
Pour molaires supérieures, côté droit
Para molares superiores, lado derecho
Per molari superiori destri



80-6400-00
Fig. 40


Für untere Molaren, beide Seiten
For lower molars, either side
Pour molaires inférieures, des deux côtés
Para molares inferiores, ambos lados
Per molari inferiori, ambedue i lati

Kinder-Zahnzangen, englische Form
 Extracting Forceps for Children, English Pattern
 Daviers pour enfants, modèle anglais
 Fórceps para niños, forma inglesa
 Tenaglie per bambini, forma inglese



80-6501-09
 Fig. 51S

Für obere Wurzeln, beide Seiten
 For upper roots, either side
 Pour racines supérieures, des deux côtés
 Para raíces superiores, ambos lados
 Per radici superiori, ambedue i lati



LAWRENCE READ
 80-6706-09
 Fig. 76S

Für obere Wurzeln, beide Seiten
 For upper roots, either side
 Pour racines supérieures, des deux côtés
 Para raíces superiores, ambos lados
 Per radici superiori, ambedue i lati

ZAHNZANGEN


EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN


TENAGLIE

KLEIN Kinderzahnzangen mit Feder
 KLEIN Extracting Forceps, children's, with spring
 KLEIN daviers pour enfants, avec ressort
 KLEIN fórceps de extracción para niños, con resorte
 KLEIN tenaglie per bambini, con molla




KLEIN
 80-7003-00
 Fig. 3

Für obere Molaren
 For upper molars
 Pour molaires supérieures
 Para molares superiores
 Per molari superiori




KLEIN
 80-7005-00
 Fig. 5

Für untere Schneidezähne
 For lower incisors
 Pour incisives inférieures
 Para incisivos inferiores
 Per incisivi inferiori



KLEIN
 80-7006-00
 Fig. 6

Für untere Molaren
 For lower molars
 Pour molaires inférieures
 Para molares inferiores
 Per molari inferiori




KLEIN
80-7007-00
Fig. 7

Für untere Wurzeln
For lower roots
Pour racines inférieures
Para raíces inferiores
Per radici inferiori




KLEIN
80-7307-00
Fig. 137

Für obere Schneide- und Eckzähne
For upper incisors and canines
Pour incisives et canines supérieures
Para incisivos y caninos superiores
Per incisivi e canini superiori



KLEIN
80-7309-00
Fig. 139

Für obere Prämolaren
For upper bicuspids
Pour prémolaires supérieures
Para premolares superiores
Per premolari superiori



KLEIN
80-7501-09
Fig. 51S

Für untere Molaren, beide Seiten
For lower molars, either side
Pour molaires inférieures, des deux côtés
Para molares inferiores, ambos lados
Per molari inferiori, ambedue i lati

KLEIN Kinderzahnzangen mit Feder
KLEIN Extracting Forceps, Children's, with Spring
KLEIN daviers pour enfants, avec ressort
KLEIN fórceps de extracción para niños, con resorte
KLEIN tenaglie per bambini, con molla

ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN

TENAGLIE

Kinderzahnzangen, amerikanische Form
 Extracting Forceps, Children's, American Pattern
 Daviers pour enfants, forme américaine
 Fórceps de extacción para niños, forma americana
 Tenaglie per bambini, forma americana


ZAHNZANGEN

EXTRACTING FORCEPS

DAVIERS

FÓRCEPS DE EXTRACCIÓN


TENAGLIE



80-8107-09

Fig. 17 SK


Für untere Molaren, beide Seiten
 For lower molars, either side
 Pour molaires inférieures, des deux côtés
 Para molares inferiores, ambos lados
 Per molari inferiori, ambedue i lati



80-8203-09

Fig. 23 SK


Für untere Molaren, beide Seiten
 For lower molars, either side
 Pour molaires inférieures, des deux côtés
 Para molares inferiores, ambos lados
 Per molari inferiori, ambedue i lati



80-8500-09

Fig. 150 SK

Für obere Zähne und Wurzeln
 For upper teeth and roots
 Pour dents et racines supérieures
 Para dientes y raíces superiores
 Per denti e radici superiori



80-8501-09

Fig. 151 SK

Für untere Zähne und Wurzeln
 For lower teeth and roots
 Pour dents et racines inférieures
 Para dientes y raíces inferiores
 Per denti e radici inferiori